

## Presidio Ospedaliero Gorizia

## LABORATORIO DI PATOLOGIA DELL'EMOSTASI GORIZIA

Referente: Dott.ssa Paola PRADELLA - tel 0481 59 2993 e-mail: paola.pradella@asuits.sanita.fvg.it

CODICE	ESAME	Materiale ed anti coagulante	Numero Provette. Colore Tappo	orario invio routine	Giorni invio	Tempo di risposta routine gg =giorni lavorativi	Tempo di risposta richieste urgenti	Prelievo conservazione trasporto	Preparazione del paziente <sup>1</sup>	Note
90.46.5	Anticoagulante lupus (Lac)	Sangue	2 Azzurro	entro le 14	Da lunedì a sabato	20 gg	Non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore.	Standard	Da compilare apposita scheda anamnestica
90.53.2	Anticorpi anti-piastrine Sierici alloimmunità	Sangue-siero	1 Giallo	entro le 10	Da lunedì a sabato	20 gg	Non previsto in urgenza	Prelievo venoso, conservazione a temperatura ambiente se consegna entro 4 ore, conservazione in frigorifero (2-6°C) se consegna entro 24 ore, previa centrifugazione	Standard	EMOSTASI TRIESTE PREVIO ACCORDO
	Anticorpi anti-piastrine indotti da EPARINA (PF4/eparina)	Sangue-siero+ sangue citrato	1 Giallo+ 1 azzurro	entro le 10	Da lunedì a sabato	Pz.interni: 2 gg	1 ora test di screening. 2 gg test di conferma	Prelievo venoso, conservazione a temperatura ambiente se consegna entro 4 ore, conservazione della sola provetta tappo giallo in frigorifero (2-6°C) se consegna entro 24 ore, previa centrifugazione	Standard	EMOSTASI TRIESTE PREVIO ACCORDO

<sup>1</sup>Preparazione del paziente Standard: non occorre preparazione particolare, possibili pasti leggeri nelle ore che precedono il prelievo

**LABORATORIO DI PATOLOGIA DELL'EMOSTASI GORIZIA**

CODICE	ESAME	Materiale ed anti coagulante	Numero Provette. Colore Tappo	orario invio routine	Giorni invio	Tempo di risposta routine gg =giorni lavorativi	Tempo di risposta richieste urgenti	Prelievo conservazione trasporto	Preparazione del paziente <sup>1</sup>	Note
90.57.5	Antitrombina funzionale	Sangue citrato	1 Azzurro	entro le 14	Da lunedì a sabato	1 gg	Non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard	NO in corso di estro-progestinici
90.61.4	D Dimero	Sangue citrato	1 Azzurro	entro le 14	Da lunedì a sabato	1 gg	Non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard	Per esclusione TVP e EP o diagnosi CID
90.64.3	Fattori della Coagulazione	Sangue-siero	2 Azzurro	entro le 14	Da lunedì a sabato	20 gg	Non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard	EMOSTASI TRIESTE
90.65.1	Dosaggio Fibrinogeno	Sangue-citrato	1 Azzurro	entro le 14	Da lunedì a sabato	1 gg	Non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard	
90.72.2	Proteina C anticoagulante funzionale	Sangue-citrato	2 Azzurro	entro le 14	Da lunedì a sabato	20 gg	Non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard	Da compilare apposita scheda anamnestica NO in TAO

<sup>1</sup>Preparazione del paziente Standard: non occorre preparazione particolare, possibili pasti leggeri nelle ore che precedono il prelievo

**LABORATORIO DI PATOLOGIA DELL'EMOSTASI GORIZIA**

CODICE	ESAME	Materiale ed anti coagulant e	Numero Provette. Colore Tappo	orario invio routine	Giorni invio	Tempo di risposta routine gg =giorni lavorativi	Tempo di risposta richieste urgenti	Prelievo conservazione trasporto	Preparazione del paziente <sup>1</sup>	Note
90.72.5	Proteina S Anticoagulante funzionale	Sangue citrato	2 Azzurro	entro le 14	Da lunedì a sabato	20 gg	Non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard	Da compilare apposita scheda anamnestica NO in TAO-gravidanza-estrogenici
90.75.4	Tempo di Protrombina PT/ INR	Sangue citrato	1 Azzurro	TAO entro le 10 altri entro le 14	Da lunedì a sabato	1 gg	Non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard	
90.76.1	Tempo di tromboplastina parziale / Ratio	Sangue citrato	1 Azzurro	entro le 14	Da lunedì a sabato	1gg	Non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard	
90.76.2	Aggregazione piastrinica	Sangue-citrato	4 Azzurro	entro le 11	appunt	3 gg	Non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard	EMOSTASI TRIESTE PREVIO ACCORDO
90.77.2	Test di resistenza alla proteina C attivata	Sangue-citrato	2 Azzurro	entro le 14	Da lunedì a sabato	20 gg	Non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard	Da compilare apposita scheda anamnestica